

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Рентгеновский аппарат Philips CombiDiagnost R90 (philips-combidiagnost-r90)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-combidiagnost-r90

Характеристики товара

Фото philips-combidiagnost-r90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Рентгеновский аппарат Philips CombiDiagnost R90

Телеуправляемая система Philips CombiDiagnost R90 разработана для цифровой рентгенографии и высокопроизводительной цифровой рентгенографии, предназначена для стабильного получения изображений высокого качества и экономически рационального использования помещения.

CombiDiagnost R90 — традиционная RF система, разработанная для реализации широкого спектра приложений: от процедур на желудочно-кишечном тракте, процедур с применением йода и процедур на сосудах до стандартной рентгенографии.

Технические характеристики

Трубка: SRM 0608 ROT GS 505:

- Анодная теплостойкость - 800 кГц (593 кДж);
- Максимальное напряжение - 125 кВ (110 кВ в GCF);
- Фокусное место - 0,6 / 0,8.

Геометрия:

- Диапазон перемещения колонны труб - 160 см (63");
- Моторизованный компрессор - усилие сжатия 3 кг - 15 кг (6,6 фунта - 33,1 фунта);
- Максимальный вес пациента - 284 кг (626 фунтов) без ограничений;
- Высота стола - 62 см - 142 см (24,4 "-59,9");
- Угол наклона стола - от -90° / + 90°;
- Расстояние от источника до изображения (SID) - 113 см - 183 см (от 44 до 72 дюймов).

Генератор:

- Техника воздействия - руководство: кВ-мАс или кВ-ма-с, автоматический контроль экспозиции (АЕС) - интеллектуальный Exposure (IQX), In-Pulse Control, автоматические методы снижения кВ;
- Методы флюороскопии - импульсная флюороскопия (ПФ) с контролем пульса, флюороскопия с контролем сетки (GCF), контролируемая пульсом;
- Выдержка напряжения трубки - 40 - 150 кВ;
- Мощность - 65 кВт, 80 кВт дополнительно;
- Трубка напряжения флюороскопии - 40 - 125 кВ.

Потолочная подвеска:

Высота потолка при СИД 110 см (44") - от 2,83 до 3,21 м (8", 8,3 "- 10-5,9");

Тип - четырехчастная телескопическая колонна;

Коллиматор - моторизованный, автоматический.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Трубка: SRO 33100 ROT380 (для CS):

- Фокусное место - 0,6 / 1,2;
- Максимальное напряжение - 150 кВ;
- Анодная теплоемкость - 300 кГц (200 кДж).

Беспроводной детектор: SkyPlate Large:

- Размер детектора - 35 см x 43 см (14"x 17");
- Активная область - 34,48 см x 42,12 см (13,6"x 16,6");
- Тип - цифровой плоский детектор CsI (цезий йодид);
- Размер матрицы изображения - 2330 x 2846 пикселей.

Беспроводной детектор: SkyPlate Small:

- Размер детектора - 24 см x 30 см (около 10 x 12 дюймов);
- Активная область - 22,2 см x 28,4 см (8,7"x 11,2");
- Размер матрицы изображения - 1500 x 1920 пикселей;
- Тип - цифровой плоский детектор CsI (цезий йодид).

Трубка: SRO 33100 ROT380:

- Максимальное напряжение - 150 кВ;
- Фокусное место - 0,6 / 1,6;
- Анодная теплоемкость - 300 кГц (200 кДж).

Цифровой вертикальный стенд:

- Вертикальное путешествие - 30 см - 180 см (11,8" - 5", 11");
- Размер детектора - детектор SkyPlate;
- Моторизованный наклон - Опционально, от -20° до + 90°.

Динамический плоский детектор:

- Режим приема импульсной рентгенографии - до 20 в секунду;
- Размер пикселя - 148 мкм;
- Размер детектора - 43 см x 43 см (17"x17");
- Размер матрицы изображения - 2874 пикселя x 2840 пикселей;
- Режим получения непрерывной рентгенографии - до 30 кадров в секунду.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Особенности

- Точность диагностики

Благодаря передовым возможностям цифровых аппаратов стандартный кабинет для проведения рентгеноскопии становится высокопроизводительной телеуправляемой системой «2 в 1». Система предназначена для обеспечения точности диагностики и получения изображений высокого качества в сочетании с функциями контроля дозы облучения, что важно как для пациента, так и для врача, работающего с системой.

- Эффективные детекторы

Переносные беспроводные цифровые детекторы семейства SkyPlate для системы CombiDiagnost R90 (только для рентгенографических исследований) обеспечивают удобное позиционирование за счет легковесной конструкции. Они хорошо сочетаются с интеллектуальным программным обеспечением SkyFlow для выполнения исследований без использования решетки, а также могут использоваться с несколькими системами в случае совместимости.

- Алгоритм обработки изображений Dynamic UNIQUE

Обеспечивает неизменно высокое качество изображений практически любых анатомических областей, используя для этого автоматическую настройку баланса между пере- и недозэкспонированными областями. Dynamic UNIQUE гармонизирует контрастность изображений, что позволяет выделить детали и таким образом добиться хорошего качества как рентгенографических, так и рентгеноскопических изображений. Алгоритм шумоподавления UNIQUE помогает улучшить качество изображений, особенно при использовании низких доз.

- Быстрый и интуитивно понятный рабочий процесс

Управление системой CombiDiagnost R90 осуществляется с помощью пользовательского интерфейса Eleva, содержащего все средства и элементы управления, необходимые для непрерывной работы. Эта единая платформа, которую легко освоить и использовать, оптимизирует работу отделения лучевой диагностики. Система CombiDiagnost R90 имеет тот же пользовательский интерфейс, что и все цифровые рентгеновские системы Philips.

- Высокое качество изображений при низкой лучевой нагрузке

Интеллектуальные функции управления рентгеновским пучком позволяют уменьшить артефакты, возникающие при движении пациента, и одновременно снизить лучевую нагрузку с помощью технологии рентгеноскопии с управлением от раstra (Grid Controlled Fluoroscopy). Эта технология позволяет точно задать форму рентгеновских импульсов и устранить фазы нарастания и спада интенсивности пучка, благодаря чему в нем отсутствует «мягкое» излучение. Технология управления In-Pulse позволяет использовать низкочастотные импульсы и адаптировать их к плотности тканей исследуемой области. Технология интеллектуального управления экспозицией Intelligent Exposure Technology в автоматическом режиме проверяет и настраивает параметры исследования в зависимости от плотности тканей пациента. А возможность управлять размером фокального пятна, регулировать время экспозиции и мощность рентгеновского пучка позволяет достичь стабильных изображений высокого качества, снизить лучевую нагрузку и стандартизировать процесс выполнения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

исследования.

- **Простое управление**

Система CombiDiagnost R90 отличается простотой управления, гибкой геометрией и интегрированными цифровыми технологиями. Стол с возможностью наклона от -90° до $+90^{\circ}$ идеально подходит для практически любых рентгеноскопических исследований. Механизм наклона штатива трубки позволяет выполнять съемку в наклонных проекциях при любом положении стола. Интуитивное управление с помощью сенсорного экрана ускоряет проведение исследований.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

[Брошюра](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Рентгеновский аппарат Philips CombiDiagnost R90

Артикул	philips-combidiagnost-r90
Наименование устройства	Рентгеновский аппарат Philips CombiDiagnost R90
Применение	Терапия
Тип аппарата	Стационарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Рентгеновский аппарат Philips CombiDiagnost R90



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 10 из 10