

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Магнитно-резонансный томограф Philips Prodiva 1.5 T CX (philips-prodiva-1-5-t-cx)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-prodiva-1-5-t-cx

Характеристики товара

Фото philips-prodiva-1-5-t-cx

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Магнитно-резонансный томограф Philips Prodiva 1.5 T CX

Магнитно-резонансный томограф Philips Prodiva 1.5 T CX с напряженностью поля 1,5 Тесла сочетает в себе передовые технологии в области МР-томографии. Прибор построен на проверенной архитектуре dStream, может быть оснащен градиентными системами вплоть до 16-канальной визуализации и снабжен полным набором 16-канальных катушек. Prodiva проста в управлении и эксплуатации, относится к системам МРТ премиум класса.

Технические характеристики

Мощность магнита, Т	1,5
Вес магнита, тонн	2,7
Минимальные требования к площади, кв.м	23
Максимальная величина градиентов (мТ/м)	33
Тип МРТ	Закрытый
Поле обзора, см	50
Технология нулевого расхода гелия	Да
Апертура гентри (мм)	600

Особенности

- Обеспечение однородной высококачественной визуализации с цифровой широкополосной технологией dStream

Цифровая широкополосная технология dStream и наши решения для визуализации помогают вывести процесс выполнения МР-исследований на новый уровень. Оцифровка сигнала в катушке позволяет принимать МР-сигнал в наиболее чистом виде, в результате чего повышается значение отношения «сигнал-шум», что, в свою очередь, может способствовать улучшению качества изображения или сокращению времени исследования.

- Быстрое освоение рутинных исследований

Каждый оператор может без труда выполнить рутинные исследования благодаря нашим инструментам интеллектуальной автоматизации и рабочему процессу Breeze. Система автоматизирует многие стандартные задачи, такие как позиционирование стола и выбор катушек, упрощая процесс получения результатов для стандартной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

визуализации. Рабочий процесс Breeze сокращает количество этапов позиционирования на 34%, оптимизируя выполнение исследований и обеспечивая возможность их проведения для большего количества пациентов.

- Сокращение необходимости в дорогостоящей модернизации

Чтобы обеспечить возможность установки новой МР-системы в имеющемся помещении, система Prodiva 1.5T CX оснащена легким магнитом с малым краевым полем. Это может сократить необходимость в дорогостоящих работах по подготовке помещения, например в демонтаже стен, подъеме потолка или укреплении полов.

- Расширение клинических возможностей

Система Prodiva 1.5T CX обеспечивает доступ к широкому спектру новейших приложений для исследований головного мозга, всего тела, скелетно-мышечной системы, сердца, а также онкологических исследований. Теперь вы можете обслуживать большее количество пациентов и получать дополнительный доход.

- Методы для выполнения стандартной высококачественной визуализации

Система Prodiva 1.5T CX обеспечивает доступ к таким функциям визуализации, как подавление сигнала от жировой ткани, коррекция движения и подавление артефактов от металлических имплантов, позволяя устранять некоторые из наиболее часто возникающих проблем, которые приводят к неоднозначным результатам исследования и повторным сеансам сканирования.

- Сокращение времени, необходимого для работы с пациентом и укладки пациента, на 79%

Сокращайте время, необходимое для работы с пациентом и установки катушек, с помощью рабочего процесса Breeze. Короткие кабели, небольшие разъемы и компактные электронные схемы способствуют ускорению и упрощению процесса установки катушек. А легкие передние катушки Breeze облегчают процесс укладки пациента.

- Гибкие катушки позволяют учитывать различия в анатомии пациентов и соответствуют контурам тела

Тонкие и гибкие катушки Breeze Anterior можно легко и быстро установить с учетом контуров тела каждого пациента, что обеспечивает высокую скорость, эффективность и удобство сканирования.

- Интеллектуальный метод стандартизации исследований

Благодаря интеллектуальному интерфейсу пользователя можно легко и быстро повысить скорость работы. Он обеспечивает простое стандартное управление, способствуя повышению эффективности и воспроизводимости процедур. Функция SmartExam автоматизирует выполнение многих исследований, оптимизируя рабочий процесс и повышая согласованность результатов исследований.

- Низкие затраты на транспортировку и установку

Экономьте время и деньги, необходимые для транспортировки и установки, благодаря уникальной компактной конструкции этой системы. Она разработана таким образом, чтобы ее можно было без труда перемещать по коридорам и через дверные проемы в стандартных медицинских учреждениях без необходимости их расширения. Система легко устанавливается в помещениях со стандартной высотой потолков, поскольку характеризуется

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

небольшой высотой при установке.

- Сохранение ценного гелия

Технология нулевого выкипания гелия HeliumSave разработана для уменьшения потерь гелия даже при эксплуатации в обычных условиях в рамках стандартного сканирования.

- Снижение энергозатрат

Технология PowerSave представляет собой сочетание производительной конструкции и интеллектуального управления энергией, которое помогает сохранять неизменно низкий уровень энергозатрат.

- Ускорение рабочего процесса благодаря сокращению количества этапов позиционирования

Рабочий процесс Breeze сокращает количество этапов позиционирования на 34% и помогает повысить скорость выполнения ежедневных процедур исследования. Благодаря рабочему процессу Breeze укладка пациента интуитивно понятна и требует лишь минимальных усилий при работе с катушками.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Магнитно-резонансный томограф Philips Prodiva 1.5 T CX

Артикул	philips-prodiva-1-5-t-cx
Наименование устройства	Магнитно-резонансный томограф Philips Prodiva 1.5 T CX
Тип аппарата	Высокопольный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Магнитно-резонансный томограф Philips Prodiva 1.5 T CX



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>