

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Philips Efficia DFM100 Дефибриллятор (philips-efficia-dfm100)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-efficia-dfm100

Характеристики товара

Фото philips-efficia-dfm100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips Efficia DFM100 Дефибриллятор

Philips Efficia DFM100 прибор рассчитан на взрослых, детей и подростков. При этом для всех пациентов используются одни и те же электроды. Зато уровень заряда регулируется — от медицинского работника требуется выбрать категорию пациентов из двух предлагаемых (взрослые или дети/подростки) и нажать кнопку.

Процесс дефибрилляции сопровождается интеллектуальными подсказками по специальному алгоритму компании Philips. Прибор самотестируется, в момент готовности начинает мигать специальный индикатор. Дефибрилляция сопровождается голосовыми подсказками начиная с размещения электродов на теле пациента.

На экране отображается графическая информация за последние 6,5 секунд.

Модификация прибора для неотложной помощи отличается более прочным корпусом и специальной подставкой, которая защищает прибор, позволяет удобно размещать кабели и аксессуары. Эту же версию предлагается использовать в автомобилях.

Технические характеристики

Приблизительные размеры	23,5 x 29 x 20,5 см (В x Ш x Г)
Приблизительный вес (без аккумулятора)	5,66 кг
Форма волны	Бифазная усеченная экспоненциальная. Параметры волны регулируются в зависимости от импеданса пациента
Стандартное положение оператора	В пределах 1 метра от устройства
Питание	Литий-ионный аккумулятор;питание от сети переменного тока
Фильтрация	Литий-ионный аккумулятор;питание от сети переменного тока с использованием заземленной розетки

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Дисплей

Размер	Область просмотра с диагональю 7 дюймов (17,8 см)
Тип	Цветной ЖК-дисплей с матрицей TFT
Разрешение	800 x 480 пикселей (VGA), 32 уровня яркости для каждого цвета
Время просмотра кривой	6,5 с $\pm$ 10%
Скорость развертки	25 мм/с $\pm$ 10%, номинальная (неподвижная кривая; движущаяся полоса стирания) для ЭКГ и SpO₂; 6,25 мм/с $\pm$ 10% для капнограммы

Особенности

- дисплей 7 дюймов
- мониторинг ЭКГ, SpO₂, давления и CO₂
- режим АНД для взрослых и детей
- опция внешний водитель ритма
- синхронизированная кардиоверсия
- алгоритм Philips SMART Analysis
- есть модификация для неотложной помощи
- индикация контактов
- 235x290x205 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

- 5,66 кг
- чехол покупается отдельно
- питание от батарей или от сети AC (розетка с заземлением)
- сопротивление от 15/25 Ом до 250 Ом

Преимущества

- С помощью данного аппарата можно в течение 5 секунд генерировать электроразряд в 150 Дж (такой уровень энергии рекомендован для применения в отношении взрослых пациентов). С этой целью задействована технология бифазной терапии Philips SMART.
- Прибор универсален в эксплуатации благодаря использованию одного и того же набора электродов. Этот фактор упрощает работу медработников, которым не требуется особо контролировать правильность подбора электродов для какой-либо конкретной группы пациентов.
- Специальная кнопка, управляющая категорией пациента, дает возможность быстро переходить от одной категории пациентов к другой. Устройство при этом в автоматическом режиме меняет значения параметров, проводит анализ ритмов и при необходимости рекомендует пользователю выполнить разряд.
- Непрерывность мониторинга основных физиологических параметров обеспечивается наличием дополнительных параметров (SpO2, неинвазивное измерение артериального давления, измерение уровня CO2 на выдохе).
- Посредством индикатора контакта с пациентом, расположенного на электродах, можно мгновенно получать данные о расположении электродов и степени их контакта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips Efficia DFM100 Дефибриллятор

Артикул	philips-efficia-dfm100
Наименование устройства	Philips Efficia DFM100 Дефибриллятор
Применение	Скорая помощь
Класс устройства	Высокий

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips Efficia DFM100 Дефибриллятор



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>