

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Компьютерный томограф Philips Brilliance CT Big Bore 16
(philips-brilliance-ct-big-bore-16)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-brilliance-ct-big-bore-16

Характеристики товара

Фото philips-brilliance-ct-big-bore-16

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Компьютерный томограф Philips Brilliance CT Big Bore 16

Компьютерный томограф Brilliance CT Big Bore предлагает клиническое решение высокого качества для онкологии и радиологии. Конструкция и работа системы приспособлена для КТ-симуляции, а ее широкая апертура допускает проведение как диагностических, так и интервенционных процедур.

Технические характеристики

Жесткий диск, Гб	292
Вес, кг	1608
Габариты, см	199 * 251 * 97
Генератор, кВт	80
Максимальный вес пациента, кг	295
Высота стола	58-102
Рентген трубка	MRC
Система охлаждения	Масляно-воздушная
Конструкция	Закрытый
Апертура гентри, см	85
Поле зрения FOV	До 60
Длина поля сканирования, см	175

Особенности

- Позиционирование пациента для точной маркировки

При сканировании система поддерживает поле обзора размером 60 см, благодаря чему повышается постоянство КТ-чисел и появляется возможность проведения обследования пациентов практически любого объема. Отклонение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

положения деки стола от плоскости лазерной маркировки не превышает 2 мм, что отвечает требованиям AAPM TG 66 и обеспечивает точность при позиционировании.

- Удобные возможности моделирования в сложных конфигурациях

Широкая апертура томографа позволяет сократить время подготовки пациента к процедуре и облегчает его расположение.

- Отличное сочетание

Технология O-MAR снижает уровень артефактов от крупных ортопедических имплантатов. Технология iDose улучшает качество изображений за счет шумоподавления и высокого пространственного разрешения. В результате КТ позволяет получать изображения высокого качества с низким уровнем артефактов.

- Управление движением КТ в режиме 4D

Комплект Pulmonary Toolkit для онкологических больных открывает широкие возможности, предлагая три режима сбора данных. Кроме того, он содержит методы амплитудного и фазового группирования - они помогают оценивать движение целей и органов, располагать пациента и проводить синхронизированную терапию.

- Средства КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли

Приложение Tumor LOC обеспечивает локализацию изоцентра при маркировке пациента, а также быструю симуляцию, что способствует увеличению производительности и улучшает процесс планирования лучевой терапии.

- Стабильность при сканировании

Philips iPatient — передовая платформа, которая предлагает управление КТ-системой и позволяет подготовиться к выполнению будущих задач. С ее помощью можно сконцентрироваться на результатах, а не на процессе сканирования. Кроме того, платформа обеспечивает постоянную уверенность и поддерживать стабильность работы в режиме 24/7.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

[Брошюра](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 5 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Компьютерный томограф Philips Brilliance CT Big Bore 16

Артикул	philips-brilliance-ct-big-bore-16
Наименование устройства	Компьютерный томограф Philips Brilliance CT Big Bore 16
Применение	Терапия

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Компьютерный томограф Philips Brilliance CT Big Bore 16



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>