

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Компьютерный томограф Philips Access CT 16 (32)
(philips-access-ct-16-32)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-access-ct-16-32

Характеристики товара

Фото philips-access-ct-16-32

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Компьютерный томограф Philips Access CT 16 (32)

В системе Access CT используются проверенные передовые технологии Philips, что обеспечивает повышение точности диагностики наряду с привлекательной совокупной стоимостью владения. Отличное качество изображения PhilipsAccess CT 16 достигается благодаря новейшим технологиям, которые используются в КТ системе, обеспечивая высочайший уровень диагностических возможностей. Автоматизация рабочих процессов, обширные клинические возможности, четкое изображение – превосходные показатели для систем начального уровня.

Технические характеристики

Поддержка DICOM	Да
Апертура гентри, см	65
Количество срезов	16
Конструкция	Закрытый
Матрица реконструкции	1024x1024
Максимальный вес пациента, кг	150
Напряжение на рентгеновской трубке, кВ	70

Преимущества

- Рентгеновская трубка, не требующая охлаждения в перерывах между исследованиями
- Технология реконструкции iDose – метод итеративной реконструкции, который позволяет специалисту регулировать настройки при малой дозе контрастного вещества и низкой дозе облучения, при этом обеспечивая естественное представление данных и простоту работы. Применяются статистические и структурные модели для подавление шумов и артефактов с сохранением морфологических данных, как на проекционных (необработанных) массивах, так и на изображениях
- Параллельный режим реконструкции: в аксиальном и спиральном режимах сканирования реконструкция изображений выполняется параллельно с получением данных
- Технология подавления артефактов O-MAR, вызванных металлическими объектами
- Матрица реконструкции 1024x1024, позволяющая выполнять сканирование со сверхвысоким разрешением
- Напряжение 70 кВ для обследования детей
- Автоматизированный рабочий процесс для более эффективной работы – функции iPlanning, iBatch, IMPR
- Инновационный инструмент обслуживания – RADAR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

- Усовершенствованная 3D-технология для повышения разрешения
- Конфигурационно-специфичные детекторы, разработанные Philips уменьшают интервалы между элементами, что обеспечивает наивысшую эффективность детекторов с точки зрения геометрии. Прямое преобразование сигнала в цифровую форму с помощью технологии TACN снижает дозу и улучшает качество изображений
- Удобство оператора компьютерного томографа: панель управления со всем необходимым для работы, специальные приложения для специалистов с удобным графическим интерфейсом и системой помощи, позволяющие быстро получать желаемые изображения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 5 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Компьютерный томограф Philips Access CT 16 (32)

Артикул	philips-access-ct-16-32
Наименование устройства	Компьютерный томограф Philips Access CT 16 (32)
Применение	Терапия

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Компьютерный томограф Philips Access CT 16 (32)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>