

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Philips Core Mobile Система для выполнения высокоточной
терапии
(philips-core-mobile)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-core-mobile

Характеристики товара

Фото philips-core-mobile

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips Core Mobile Система для выполнения высокоточной терапии

Philips Core Mobile система разработана для развития метода высокоточного управляемого лечения и позволяет использовать различные методы визуализации и анализа физиологических параметров в рамках одной мобильной платформы. Система Core Mobile также обеспечивает ясность при выборе тактики лечения и получение надежных результатов, предоставляя дополнительную информацию на этапе диагностики и помогая в принятии решений при проведении инвазивных процедур.

Технические характеристики

Требования к электропитанию:	100, 120 В, 220, 240 В, 50/60 Гц, 1000 ВА
Размеры, Core mobile :	В = 157,5 см (62 дюйма), Ш = 55,9 см (22 дюйма), Г = 83,8 см (33 дюйма)
Пульт управления (опция)	В = 6,99 см (2,75 дюйма), Ш = 26,7 см (10,5 дюйма), Г = 21,1 см (8,3 дюйма)
Процессор:	1 ЦП, 2,53 ГГц, 8 ядер, шина на 1366 МГц
Оперативная память:	8 ГБ SDRAM
Емкость жесткого диска:	1 ТБ, 7200 об./мин, SATA
Опции цифрового архивирования:	На локальный носитель, на диск DVD, в сети DICOM
Поддерживаемые функции DICOM:	Управление рабочим списком DICOM; сохранение в формате DICOM
Система Core Mobile, 120 В:	COREmb120, 400-0100.01
Пульт управления (опция):	CPADO1
Устройство для монтажа на направляющей:	MNTO1
Кронштейн для монитора:	MNTO2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Особенности

- Система Core Mobile обеспечивает удобство благодаря возможности использования в нескольких различных операционных. Только продукты Philips Volcano характеризуются удобным управлением цифровыми ВСУЗИ с помощью сенсорного экрана по принципу «plug-and-play» в пределах стерильного поля, чтобы вы могли как можно быстрее получать необходимые результаты. Кроме того, только эти продукты предоставляют метод измерения iFR без гиперемии.
- Система Core Mobile поддерживает полный комплект инструментов для визуализации и анализа физиологических параметров. Они включают: оценку пораженных участков с помощью измерения ФРК, метод iFR, iFR Scout, ВСУЗИ с цифровыми и ротационными катетерами с высоким разрешением, оценку прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo, автоматическую классификацию тканей с использованием ВГВСУЗИ и ВСУЗИ Pioneer Plus для проведения процедур на периферических сосудах.
- Система Core Mobile оснащена интуитивно понятным интерфейсом для удобства использования, а также универсальными элементами управления рабочим процессом для облегчения освоения методики. Для документирования полученных результатов доступны удобные инструменты измерения и маркировки. Система Core Mobile также позволяет оптимизировать рабочий процесс благодаря сервису DICOM Worklist для передачи данных пациентов. Полученные результаты можно архивировать с помощью сервиса сохранения данных DICOM Store, сохранить на DVD-диск или распечатать.
- Метод iFR упрощает рабочий процесс, позволяя проводить оценку значимости поражения всего за пять сердечных циклов без введения гиперемических агентов. Запатентованный метод iFR компании Philips Volcano прошел надежную клиническую оценку: он был испытан более чем у 9000 пациентов во множестве исследований и представлен во множестве публикаций в рецензируемых журналах.
- Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой показывает наиболее значимый стеноз в середине сосуда при диффузном проксимальном поражении.
- В различных клинических исследованиях было подтверждено, что оценка физиологических поражений с помощью измерения ФРК является более эффективным методом контроля ЧКВ по сравнению с ангиографией, применяемой для контроля лечения в настоящее время. Этот измеряемый параметр указывает на потенциальное снижение коронарного кровотока дистальнее места стеноза коронарной артерии.
- Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать поражение.
- Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения ангиографических процедур, обеспечивая детализированный просмотр. Метод ангиографии позволяет получить рентгенограмму контрастного вещества, в то время как метод ВСУЗИ обеспечивает визуализацию площади протяженности и местоположения бляшки, способствуя точной оценке поражения, состояния сосудов и оптимального расположения стента. По данным масштабных исследований применение ВСУЗИ в качестве методики контроля приводит к изменению тактики ЧКВ в 74% случаев и позволяет снизить частоту возникновения значимых неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (MACE), инфаркта миокарда, реваскуляризации в целевом поражении, а также уровень смертности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

- Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
- Визуализация с помощью ВГ-ВСУЗИ позволяет получить цветную карту ткани бляшки с автоматическими измерениями характеристик просвета сосуда. Технология ВГ-ВСУЗИ позволяет использовать современные запатентованные методы спектрального анализа для классификации бляшек в соответствии с четырьмя типами тканей с точностью до 93–97%.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)
[брошюра](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips Core Mobile Система для выполнения высокоточной терапии

Артикул	philips-core-mobile
Наименование устройства	Philips Core Mobile Система для выполнения высокоточной терапии
Применение	Хирургия
Класс устройства	Средний

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips Core Mobile Система для выполнения высокоточной терапии



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>