

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Philips Azurion 3 ангиограф (philips-azurion-3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-azurion-3

Характеристики товара

Фото philips-azurion-3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips Azurion 3 ангиограф

Azurion 3 с 15-дюймовым детектором повышает эффективность выполнения различных нейрорадиологических, эндоваскулярных, онкологических и кардиологических процедур, детально визуализируя сложные патологические образования, опухоли и окклюзии, а также устройства с пониженной рентгеноконтрастностью.

Технические характеристики

С-образный штатив	Наличие
Тип крепления	Напольный тип крепления С-образного штатива
Перемещение С-образного штатива	При помощи электропривода и вручную
Интервал перемещения С-дуги	270 град.
Максимальная скорость вращения С-дуги (в град./сек.)	Не менее 25
Трёхосевое позиционирование	Наличие дополнительных позиций системы, программируемых пользователем
Наличие системы защиты пациента и персонала от травм при перемещении различных узлов системы	+
Наличие механизма предотвращения столкновения пациента с движущимися частями ангиосистемы, включающего сигнал тревоги при опасном сближении и сенсорные датчики, останавливающие движение системы.	+
Возможность перемещения по 8-ми осям	+
Сокращение предварительного периода позиционирования пациента	На 27%
Размер максимального поля обзора детектора (диагональ)	30 или 38 см
Максимальная мощность	100 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Диапазон напряжения	40 – 125 кВ
Диапазон силы тока при рентгенографии	1 – 1250 (в мА)
Матрица пикселей	Не менее 1024x1024
Размер пикселя (в мкм)	Не более 154
Максимальная частота записи изображений (кадров/сек.)	Не менее 30
Тип мониторов	Жидкокристаллический
Количество плоских черно-белых ЖК-мониторов на потолочном подвесе в операционной	2
Количество плоских цветных ЖК-мониторов на потолочном подвесе в операционной	1
Размер диагонали каждого монитора	48 см
Формат изображений на экране монитора	1280x1024
Яркость экрана (в кд/м)	500
Количество изображений, сохраняемых в системе при матрице 1024x1024	25 000
Оптимизация плотности изображения в режиме реального времени для съемки и просвечивания	+
Поддержка протокола DICOM 3.0	+
Возможность двунаправленного обмена данными пациента между ангиографической системой и локальной сетью ЛПУ по протоколу DICOM 3.0.	+
Независимая мультимодальная рабочая станция с возможностью архивирования на CD и DVD-дисках	+
Оперативная память	4 Гб
Жесткий диск	300 Гб
Устройство записи DVD/RW	+

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Цветной ЖК-монитор с диагональю (см)	48
Поддержка протокола передачи медицинских данных DICOM 3.0, в том числе печать	+
Запись изображений на CD/DVD в формате DICOM	+

Особенности

Более глубокий анализ

Новые 12 и 15-дюймовые плоские детекторы обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».

Успевайте больше

Разработанная специально для экономии времени, концепция Instant Parallel Working позволяет группе специалистов выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Программа Allura 3D-RA помогает в диагностике

Интервенционная программа Philips Allura 3D-RA позволяет проводить всестороннюю трехмерную визуализацию патологий сосудов на основе данных ротационного ангиографии – одно сканирование проводится всего за несколько секунд. В сочетании с уникальными возможностями визуализации всего тела пациента, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение способно охватить любой участок анатомии, в том числе области головного мозга, брюшной полости и периферических сосудов. Специальные алгоритмы компенсируют движение пациента и предоставляют высокое контрастное разрешение для выполнения всех клинических задач.

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Вмешательства на сердце и сосудах часто требуют длительного выполнения рентгеноскопии и большого количества рентгенографических изображений. Технология DoseWise — это интегрированный общесистемный подход к управлению дозой излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи. Результатом становится эффективное управление дозой для пациентов и персонала во время процедур.

Облегчение настройки и работы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Протоколы ProcedureCard обеспечивают упрощенную и стандартизованную настройку системы для стандартных, сложных и комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.

Быстрое и легкое управление

Оцените улучшенные характеристики легкости и скорости работы. Медицинские изображения и выделенная на черном фоне интерфейса пользователя информация легко считываются. Пользователи могут интуитивно управлять системой с помощью заметных кнопок. Во всех системах Azurion используется один и тот же стандартизованный интерфейс пользователя, который сокращает время обучения и облегчает переход медицинского персонала из одной лаборатории в другую.

Оптимизация работы лаборатории

Чтобы помочь вам справиться с большими объемами исследований и снизить расходы, наши консультанты по рабочему процессу могут оценить текущий уровень вашей производительности и определить возможности оптимизации использования вашей лаборатории. Этот подход помогает нашим клиентам вносить целенаправленные и долгосрочные улучшения в свою работу.

Ежедневная оптимизация работы

Наши опции оперативного обслуживания позволяют выбрать вариант обслуживания системы и службы жизненного цикла, точно соответствующие вашим потребностям. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.

Больше возможностей в будущем

Инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий. По мере возникновения новых потребностей и изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей.

Используйте свои возможности

Программа Philips Healthcare Education может помочь использовать все возможности персонала, технологий и организации для успешного решения новых задач благодаря инновационному, целенаправленному и основанному на фактических данных медицинскому обучению. Наши комплексные медицинские, технические и связанные с организационно-коммерческой деятельностью курсы помогут вам контролировать расходы, оптимизировать рабочий

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

процесс и повышать качество оказываемой медицинской помощи.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 7 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips Azurion 3 ангиограф

Артикул	philips-azurion-3
Наименование устройства	Philips Azurion 3 ангиограф
Применение	Терапия
Тип аппарата	Стационарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips Azurion 3 ангиограф



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>