

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Philips Azurion 7 ангиограф (с детектором) (philips-azurion-7)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-azurion-7

Характеристики товара

Фото philips-azurion-7

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips Azurion 7 ангиограф (с детектором)

Уверенный переход к гибридной операционной с Philips Azurion 7 с 12-20-дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении. Высокие медицинские стандарты и инновационное решение для рабочего процесса помогут оказывать качественную медицинскую помощь и повысят эффективность работы.

Технические характеристики

- 3D ангиография - Да
- Ангиограф с КТ - Нет
- Максимальная мощность, кВт - 100
- Максимальный вес пациента, кг - 325
- Наличие РЭОП - Нет
- Размер детектора, см - 21x21
- Режим сниженной лучевой нагрузки - Да
- Сенсорный дисплей - Да
- Сканирование всего тела - Нет
- Тип детектора - Цифровой
- Тип излучения - Импульсное
- Тип крепления дуги - Потолочное
- Тип проекции - Однопроекционный
- Функция субтракции - Да
- Функция увеличения изображения - Да

Особенности

Простота подготовки и работы

В системе Azurion 7 используется набор шаблонов ProcedureCards, которые помогают ускорить* и стандартизировать ее настройку в большинстве ситуаций. Система автоматически выбирает нужный шаблон ProcedureCard на основе сведений о запланированной процедуре, которые получены из информационной системы RIS/HIS/CIS. Шаблоны ProcedureCards позволяют также стандартизовать исследования с помощью готовых наборов параметров настройки. В эти наборы могут входить часто используемые настройки, стандартные протоколы исследования и пользовательские наборы параметров, которые можно задавать для конкретной процедуры, врача или отделения. Кроме того, в шаблоны ProcedureCards можно загрузить больничные контрольные списки и протоколы, помогающие унифицировать интервенционные процедуры и снизить количество ошибок при их подготовке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полный контроль непосредственно у стола с помощью монитора FlexVision Pro

С помощью FlexVision Pro вы полностью контролируете все приложения в интервенционном кабинете, не отходя от стола. Это не только улучшает рабочий процесс в самой процедурной, но и позволяет членам операционной команды не выходить из стерильной зоны в комнату управления во время процедуры. Таким образом, экономится время и удается избежать задержек.

Навигация в реальном времени

В интервенционной радиологии мы стали одними из первопроходцев: мы постоянно создаем инновационные решения, которые помогают врачам выбирать наилучшую тактику лечения. В частности, мы разработали такие технологии, как StentBoost, EchoNavigator, HeartNavigator, EP Navigator, OncoSuite и XperCT Dual. Все эти специализированные средства можно легко интегрировать в систему Azurion 7 для поддержки вашего клинического рабочего процесса.

Эффективный контроль дозы

В системе Azurion 7 реализован ряд функций, способствующих снижению лучевой нагрузки*. Наши решения по управлению лучевой нагрузкой помогут наладить контроль работы с пациентами, безопасности персонала и соблюдения норм благодаря комплексному пакету средств управления дозой излучения, обучению персонала и интегрированным технологиям. Так, например, рентгеновская трубка MRC200+ оснащена системой фильтрации SpectraBeam, которая помогает сохранять высокое качество изображений при низких дозах излучения. Функция Zero Dose Positioning позволяет переместить стол, отрегулировать его высоту и настроить поле обзора на основе последнего полученного снимка (LIH). Это означает, что Вы сможете увидеть, как повлияют Ваши действия на изображение области интереса, чтобы подготовиться к следующему шагу без применения рентгеноскопии.

Высокое качество изображений при низкой лучевой нагрузке

Технология ClarityIQ позволяет обеспечить высококачественную визуализацию для широкого спектра клинических процедур, помогая получать отличные изображения при значительном снижении лучевой нагрузки* для пациентов практически любого телосложения. Для того чтобы использовать весь потенциал этой технологии, мы провели тонкую настройку более 500 системных параметров, тем самым обеспечив высокое качество визуализации в самых разных областях применения.

Управление лучевой нагрузкой во всей организации

Система Philips D Интервенционная радиология | Azurion 7 Система Azurion поможет оптимизировать работу Вашего кабинета 8 Интервенционная радиология | Azurion Учитывая рост расходов, сможете ли Вы повысить эффективность и результативность работы кабинета? Экономия времени благодаря параллельной работе Интервенционный комплекс Azurion 7 позволяет членам интервенционной команды существенно экономить время за счет одновременного выполнения двух задач – в комнате управления и в процедурной. Так, например, пока проводится рентгеноскопия или рентгенография, рентгенолаборант в комнате управления может оперативно просмотреть ранее полученные изображения того же пациента, подготовить следующее исследование или заполнить протокол исследования

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

предыдущего пациента. Это позволяет повысить пропускную способность кабинета и увеличить количество процедур без ущерба для качества изображений. Снижение ежедневной рабочей нагрузки. Для визуального контроля работы и запуска приложений можно комбинировать различные рабочие станции (Flexvision Pro, FlexSpot и сенсорные модули). Таким образом, Вы всегда сможете отслеживать качество выполнения процедуры. Кроме того, возможность гибкого сочетания рабочих станций позволит Вам эффективно организовать свой рабочий процесс.

Управление лучевой нагрузкой во всей организации

Система Philips DoseAware позволяет моментально оценивать дозовую нагрузку, которую врачи получают в процедурной, так что сотрудники при необходимости смогут изменить свое положение относительно аппарата, надеть дополнительную защитную одежду или изменить режим исследования для уменьшения дозы. Одним из важных компонентов для обеспечения качества медицинской помощи является строгий контроль лучевой нагрузки. Мы можем помочь Вам создать комплексную программу управления дозой на базе портала DoseWise Portal. Это законченное решение для управления дозой позволит Вам контролировать лучевую нагрузку на пациентов и находящийся в помещении медперсонал.

Решение позволяет получать информацию для всего учреждения и использовать эти данные для принятия решений по управлению лучевой нагрузкой.

Экономия времени благодаря параллельной работе

Интервенционный комплекс Azurion 7 позволяет членам интервенционной команды существенно экономить время за счет одновременного выполнения двух задач – в комнате управления и в процедурной. Так, например, пока проводится рентгеноскопия или рентгенография, рентгенолаборант в комнате управления может оперативно просмотреть ранее полученные изображения того же пациента, подготовить следующее исследование или заполнить протокол исследования предыдущего пациента. Это позволяет повысить пропускную способность кабинета и увеличить количество процедур* без ущерба для качества изображений.

Снижение ежедневной рабочей нагрузки

Для визуального контроля работы и запуска приложений можно комбинировать различные рабочие станции (Flexvision Pro, FlexSpot и сенсорные модули). Таким образом, Вы всегда сможете отслеживать качество выполнения процедуры. Кроме того, возможность гибкого сочетания рабочих станций позволит Вам эффективно организовать свой рабочий процесс.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips Azurion 7 ангиограф (с детектором)

Артикул	philips-azurion-7
Наименование устройства	Philips Azurion 7 ангиограф (с детектором)
Применение	Терапия
Тип аппарата	Стационарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips Azurion 7 ангиограф (с детектором)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>