

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Philips BiPAP AutoSV Advanced сервовентилятор
(philips-bipap-autosv-advanced)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-bipap-autosv-advanced

Характеристики товара

Фото philips-bipap-autosv-advanced

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips BiPAP AutoSV Advanced сервовентилятор

Аппарат BiPAP autoSV Advanced – предназначен для эффективной терапии при серьезных нарушениях сна, что достигается за счет постоянной адаптации аппарата к индивидуальным фазам вдоха/выдоха пациента.

Благодаря увлажнителю One Humidity Control подаваемый аппаратом воздух оптимально увлажнен (система контролирует изменения окружающей среды), что предупреждает появления сухости во рту, кашля, насморка и других проблем, возникающих вследствие поступления сухого воздуха. Конструкция увлажнителя исключает возможность повреждения аппарата от воздействия влаги.

Технические характеристики

Размеры:	18x14x10 см (ДхШхВ)
Масса:	1,36 кг (без увлажнителя)
Диапазон положительного давления на вдохе (IPAP):	4–25 см H ₂ O
Диапазон положительного давления на выдохе (EPAP):	4–20 см H ₂ O
Частота дыхания:	Auto (Авто), 4–30 дыханий/мин, off (выкл.)
Фильтры:	Поролоновый и ультратонкий фильтры
Настройка прибора:	ЖК-экран/ролик управления/ кнопка
Емкость накопителя данных (минимальная):	Дисплей: средние значения за 7 и 30 дней;Карта памяти SD: > 1 года;Встроенная память: до 6 месяцев
Оценка соответствия терапии:	Детектирование дыхания
Компенсация атмосферного давления:	Автоматический режим
Требования к напряжению:	100–240 В, 50/60 Гц
Увлажнитель:	Совместим с увлажнителем с подогревом SystemOne Heated humidifier

Особенности

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

- В независимости от типа маски (назальной или рото-носовой) в аппарате включается система One Resistance Control, с помощью которой при любой маске обеспечивается оптимальное давление подачи воздуха.
- Инновационный режим Auto EPAP (4-25 см H₂O), автоматически настраивается на работу при любом изменении состояния пациента (Авто CPAP либо Авто BiPAP.)
- Для более комфортной терапии в аппарате существует технология Bi-Flex, облегчающая давление на последнем этапе вдоха и в начале выдоха, отслеживая три критические точки (уровня давления) дыхательного цикла, что приближает искусственную вентиляцию воздуха к показателям естественного дыхания.
- Время разгона составляет от 0 до 45 минут с 5-минутным шагом.
- Стартовое давление (при отключенной функции Bi-Flex) может запрограммировать врач, выбрав одно из временных уровней (0-1-2-3 где 0 – самый быстрый темп нарастания, 3 – самый медленный).
- Возможность подключения SD-карты и использования программного обеспечения управления данными, что помогает отслеживать процесс лечения.
- Помимо отслеживания основных данных, аппарат распознает параметры классических симптомов обструктивного апноэ сна (OSA).
- Компактный аппарат с небольшой массой, легким управлением, с чрезвычайно тихим режимом работы превосходно подходит для использования в домашних условиях.
- В аппарате используются два вида фильтров – многоразовый моющийся фильтр из вспененного серого материала и дополнительные ультра-тонкой очистки.
- Электропитание от сети предусмотрено под напряжение различных стран – 100 / 240 В, также можно воспользоваться опциональным источником постоянного тока 12 В.

Доступные функции BiPAP autoSV.

- Мониторирование сомнологических параметров, необходимое для получения объективных данных о состоянии наиболее тяжелых больных;
- Формирование детализированных графиков респираторной группы, распознавание текущих индикаторов обструктивного апноэ сна, которые дополняют «классические» симптомы;
- Предоставление в реальном времени информации о современных средствах, упрощающих ведение пациента;
- Работа с системой Encore, с помощью которой осуществляется эффективное управление данными пациентов, составляются отчеты с целью получения в автоматическом режиме важной информации о
- Состоянии пациента и ее отображения на любом компьютере посредством защищенного интернет-сайта.

Состав BiPAP autoSV: основной блок устройства, кабель питания, источник питания.

Принадлежности BiPAP autoSV: гибкая трубка, SD-карта, футляр для переноски, фильтр многократного использования из серого вспененного материала, одноразовый сверхтонкий фильтр, увлажнитель System One heated humidifier, инструкции по эксплуатации для пользователя и поставщика.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 5 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips BiPAP AutoSV Advanced сервовентилятор

Артикул	philips-bipap-autosv-advanced
Наименование устройства	Philips BiPAP AutoSV Advanced сервовентилятор
Применение	Для частных клиник

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips BiPAP AutoSV Advanced сервовентилятор



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>