

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Philips BiPAP S/T НВЛ/НИВЛ аппарат
(philips-bipap-s-t)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-bipap-s-t

Характеристики товара

Фото philips-bipap-s-t

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips BiPAP S/T НВЛ/НИВЛ аппарат

Созданный на платформе System One аппарат для неинвазивной вентиляции легких BiPAP S/T от Philips Respironics сочетает в себе понятный пользовательский интерфейс и встроенный подогреваемый увлажнитель, обеспечивающий простую установку и эксплуатацию оборудования. Модель Philips Respironics ST System One прекрасно подходит для людей с БАС и болезнью мотонейрона, обладает всеми необходимыми функциями для поддержки пользователя при дыхательной недостаточности с режимами CPAP, S Mode, S/T Mode.

Технические характеристики

Емкость памяти дисплея (минимальная):	Соответствует средним значениям VIC за 1, 7 и 30 дней
Диапазон давления:	EPAP 4 - 25 см H ₂ O; IPAP 4 - 25 см H ₂ O; CPAP 4 - 20 см H ₂ O
Частота дыхания:	0 - 30 вдохов в минуту
Увлажнение:	Обеспечивается увлажнителем System One 60 Series и увлажнителем с нагреваемым шлангом воздуховода System One 60 Series
Емкость памяти платы системы (минимальная):	До 3 месяцев
Фильтры:	Поролоновый фильтр и дополнительный фильтр для ультратонкой очистки
Прочее:	Светящиеся светодиодные индикаторы
Емкость памяти SD карты (минимальная):	До 1 года
Настройка устройства:	ЖК-экран/ролик управления/кнопки
Инструмент для анализа терапии Compliance meter:	Распознавание дыхания
Высотная компенсация:	Автоматическая
Ramp time:	4 - EPAP min
Технология сброса давления Flex:	0 - 30 (режим S-mode)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Вес без увлажнителя:	1.36 кг
Требования к источнику питания:	50/60 Гц
Размеры:	18 см Д x 14 см Ш x 10 см В
Компоненты, обеспечивающие комфорт:	Технология Flex comfort, Технология Bi-Flex, Режимы CPAP, S, S/T, PC, T
Резервное питание от батарей:	18 часов при IPAP 15/EPAP 4 см H ₂ O и 12 дыханий/мин
Управление данными пациентов:	Программное обеспечение EncorePro 2 и DirectView
Дистанционное управление:	Возможность подключения модуля PC Direct
Подключение к полиграфу и полисомнографу:	Прямое подключение к полисомнографам Alice PDx и Alice 5. Модуль AOM позволяет подключаться к большинству полисомнографических комплексов

Особенности

- Запатентованная система System One от Philips Respironics позволяет объединить все принадлежности для респираторной поддержки во время терапии сна и неинвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
- Синхронизирует работу аппарата ИВЛ с дыханием пациента.
- Аппарат поддерживает давления вдоха и выдоха от 4 до 25 см H₂O.
- Благодаря встроенной памяти, аппарат сохраняет данные лечения пациента и без SD карты.
- Усовершенствованный алгоритм определения событий.
- Происходит более комфортная терапия благодаря функции Bi-Flex.
- Улучшенный контроль сопротивления.
- Имеет модуль для оксиметрии.
- Системы управления данными пациентов Encore и DirectView.
- Возможно использование карты SD, а также проводной/беспроводной или широкополосный модем.
- Универсальная технология установления правильной температуры увлажнения.
- В случае утечки воздуха аппарат компенсирует поток воздуха.
- Установка чувствительности вдоха и выдоха, а так же скорости поднятия давления.
- Обладает улучшенным алгоритмом увлажнения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

[Инструкция](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 5 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips BiPAP S/T НВЛ/НИВЛ аппарат

Артикул	philips-bipap-s-t
Наименование устройства	Philips BiPAP S/T НВЛ/НИВЛ аппарат
Применение	Для частных клиник

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips ViPAP S/T НВЛ/НИВЛ аппарат



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>