

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Philips BiPAP AVAPS НВЛ/НИВЛ аппарат (philips-bipap-avaps)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-bipap-avaps

Характеристики товара

Фото philips-bipap-avaps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips BiPAP AVAPS НВЛ/НИВЛ аппарат

Созданный на платформе System One аппарат неинвазивной вентиляции легких BiPAP AVAPS от Philips Respironics сочетает в себе комфорт проведения вентиляции легких под давлением и неизменную эффективность гарантированного дыхательного потока. Теперь для обеспечения оптимальной терапией пациентов NIV не требуется выбирать между объемной вентиляцией и давлением – обе опции доступны в одном аппарате. Используя аппарат BiPAP AVAPS можно в домашних условиях задать необходимые параметры, не снижая уровень комфорта для пациента.

Технические характеристики

Рабочее напряжение:	220 В/50 Гц, 12 В
Положительное давление на вдохе (IPAP):	25 см H ₂ O
Положительное давление на выдохе (EPAP):	4 до 20 hPa
Частота дыхания:	0–30 BPM
Продолжительность вдоха:	0.5–3 сек
Триггеры:	Алгоритм Digital Auto-TRAK
Время подъема давления:	1 = 200 мс; 2 = 300 мс ; 3 = 400 мс
Габаритные размеры:	18,0 см x 14,0 см x 7,9 см
Вес:	1,4 кг
Уровень шума:	30 дБА
Увлажнитель:	Да
Условия эксплуатации:	+5 °C до +35 °C
Оценка соответствия терапии:	Детектирование дыхания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Компенсация атмосферного давления:	Автоматический режим
Сигналы тревоги:	Апноэ, Низкий дыхательный объем, Низкий минутный объем вентиляции, Отсоединение пациента
Мониторинг:	Давление, Дыхательный объем, Минутный объем вентиляции, Частота дыхания и утечка
Резервное питание от батареи:	18 часов при IPAP 15/EPAP 4 см H ₂ O и 12 дыханий/мин
Управление данными пациентов:	Программное обеспечение EncorePro 2 и DirectView
Дистанционное управление:	Возможность подключения модуля PC Direct
Подключение к полиграфу и полисомнографу:	Прямое подключение к полисомнографам Alice PDx и Alice 5. Модуль AOM позволяет подключаться к большинству полисомнографических комплексов
Класс аппарата:	Начальный
Тип ИВЛ:	Неинвазивный ИВЛ

Особенности

- AVAPS автоматически адаптируется к меняющимся потребностям пациента.

Функция поддержки давлением при гарантированном среднем объеме (AVAPS) обеспечивает оптимальный уровень комфорта пациента, качество медицинской помощи и эффективность терапии. Функция автоматически адаптируется в течение болезни, повышает эффективность вентиляции и упрощает процесс титрации.

- ПО для управления вентиляцией легких и создания отчетов Direct View обеспечивает контроль за дыханием.

Данное ПО обеспечивает сбор, хранение и анализ информации и оптимизирует отчетность, помогая выявить настройки, необходимые для эффективного лечения и ухода за пациентами. DirectView позволяет клиницистам выбирать и настраивать параметры, а также экспортировать данные в большинство статистических приложений в открытом формате.

- Технология Bi-Flex повышает комфорт пациента.

Технология Bi-Flex делает BiPAP-терапию более похожей на естественное дыхание благодаря сбросу давления в трех критических точках дыхательного цикла.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

- Клинически испытанные алгоритмы для контроля лечения.

Клинически испытанные алгоритмы, включая алгоритм настройки ЕРАР, позволяют непрерывно контролировать состояние пациента и реагировать на его изменение.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips BiPAP AVAPS НВЛ/НИВЛ аппарат

Артикул	philips-bipap-avaps
Наименование устройства	Philips BiPAP AVAPS НВЛ/НИВЛ аппарат
Применение	Для частных клиник

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips ViPAP AVAPS НВЛ/НИВЛ аппарат



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 8 из 8