

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Philips ClearVue 550 ультразвуковой аппарат
(philips-clearvue-550)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-clearvue-550

Характеристики товара

Фото philips-clearvue-550

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips ClearVue 550 ультразвуковой аппарат

Ультразвуковая система ClearVue 550 с технологией Active Array полностью отвечает высоким требованиям Philips к качеству визуализации и помогает повысить достоверность диагностики. Благодаря своим хорошо продуманным функциям эта система надежна и проста в работе.

ClearVue 550 отличается мобильностью, функциональностью и простотой. Она задействуется в гинекологии, урологии, упрощает исследование сосудов, скелетно-мышечной ткани, поверхностных и абдоминальных органов. Предусмотрен режим доплеровских исследований (цветовой, PW, CW доплер) и тканевой гармоники.

Технические характеристики

Монитор	19"
Наклон и поворот монитора	Да
Изменение высоты панели управления	-
Гарантия (мес)	12
Активные порты	4
Вес	52 кг
CW доплер	Да
Режим тканевой гармоники	Да
Технология подавления артефактов зависящих от угла обзора	SonoCT
Технология подавления спекл-шумов	XRES
Анатомический M-режим	Да
Автоматическая трассировка и расчеты в режиме PW доплера	HighQ
3D Freehand	Да
3D/4D	-
Автоматическая биометрия плода (БПР, ОГ, ОЖ, ДБ)	Да
Панорамное сканирование	Да
Автоматическое измерение комплекса интима-медиа	-
Компрессионная эластография	-
Стресс Эхо	-
Педиатрические датчики	-

Интерфейс

- 8 TGC и 2 LGC
- Запоминающие устройства USB на системе
- Встроенный дисковод DVD RW

Архитектура системы

- Цифровой широкополосный формирователь луча
- Тонкое 2D фокусирование с динамической фокусной настройкой

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

- Плавное варьированное управление лучом в режимах 2D
- ЦДК и Допплера

Поддерживаемые режимы визуализации

- Фокусировка Philips MicroFine 2D
- Энергетический Допплер Philips (CPA)
- Направленный Энергетический Допплер
- M-режим
- Цветной M-режим
- Импульсный Допплер
- Импульсный Допплер с высокой частотой кадров
- Непрерывный Допплер
- Цветной режим сравнения
- Двойной режим
- Дуплексное управление для одновременных исследований в режиме 2D и Допплера
- Триплексное управление для одновременных исследований в режиме 2D
- Допплера и ЦДК/Энергетич. Допплере
- Пакет визуализации тканевых гармоник (THI)
- Интеллектуальный Допплер
- Масштабирование с реконструкцией и панорамированием (масштабирование при чтении)
- Масштабирование высокой четкости Philips (масштабирование при записи)
- Трапециевидный, Адаптивный Допплер
- Адаптивное цветное Допплеровское картирование

Панель управления и пользовательский интерфейс

- Основные органы управления легко доступны и логически сгруппированы
- Часто используемые второстепенные органы управления привязаны к программируемым клавишам для быстрого доступа; функции программируемых клавиш меняются динамически в соответствии с текущим активным режимом, предустановкой или функцией системы
- Система поддерживает до 4 датчиков, что позволяет решать разнообразные клинические задачи
- Множественные, выбираемые пользователем фокальные зоны передачи; до восьми фокальных зон на выбранных датчиках
- Плавная динамическая фокусировка приема на всех датчиках
- Обзор кинопетли
- Сбор данных, сохранение и отображение в масштабе реального времени и дуплексные режимы управления
- Однокадровые форматы Допплеровских данных и эхограмм могут быть архивированы для печати или записи на электронные носители

Область исследования

- Исследования органов брюшной полости
- Сосудистые исследования
- Исследования скелетно-мышечной системы
- Исследования поверхностно расположенных органов
- Акушерско-гинекологические исследования
- Кардиологические исследования
- Педиатрические исследования
- Урологические исследования
- Транскраниальные доплеровские исследования

Датчики

- Внутриполостные

C9-4v

- Конвексные

C5-2

- Линейные

L12-5(38мм)

L12-4

- Секторные

S4-1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Клинические изображения оборудования




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

[Брошюра](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips ClearVue 550 ультразвуковой аппарат

Артикул	philips-clearvue-550
Наименование устройства	Philips ClearVue 550 ультразвуковой аппарат
Применение	Общая диагностика
Тип аппарата	Стационарный
Класс устройства	Средний

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips ClearVue 550 ультразвуковой аппарат




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 9 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>