

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Philips L9-3 Линейный УЗИ датчик (philips-l9-3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-l9-3

Характеристики товара

Фото philips-l9-3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips L9-3 Линейный УЗИ датчик

Philips L9-3 линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических и брахиоцефальных сосудов, неонатологии, педиатрии, костно-мышечной системы, регионарной анестезии.

Технические характеристики

- Диапазон частот 3-9 MHz
- Поле обзора 46 мм

Область применения

- акушерство
- исследование сосудов
- малые органы
- педиатрия/неонатология
- скелетно-мышечная система

Преимущества

- Расширенный диапазон рабочих частот 3 - 9 МГц.
- Трапециевидный режим 15 градусов.
- Эффективная длина апертуры 38 мм.
- Режимы: импульсно-волновой режим регистрации доплеровского сдвига с функцией управления углом регистрации, цветное доплеровское картирование, энергетическое доплеровское картирование, SonoCT, XRES, панорамный режим и режим гармоники.
- Исследования сосудов (сонные артерии, артерии и вены) и исследования поверхностно расположенных органов.
- Исследования сосудов головного мозга (сонные артерии, позвоночные артерии), периферических сосудов (вены, артерии), внутренних сосудов молочных желез.
- Исследования с контрастированием.
- Доплеровский режим с точной регулировкой угла регистрации доплеровского сдвига.
- Возможность использования биопсийной направляющей.

Поддерживаемые режимы

- 2D
- Ручной 3D
- М-режим
- Цветовое доплеровское картирование

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

- Энергетический доплер
- Импульсно-волновой доплер
- SonoCT
- XRES
- Гармоническая визуализация

Совместимый с Philips

- iE33
- iU22
- HD11 XE
- HD9

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 5 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips L9-3 Линейный УЗИ датчик

Артикул	philips-l9-3
Наименование устройства	Philips L9-3 Линейный УЗИ датчик
Применение	Неонатология
Класс устройства	Средний

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips L9-3 Линейный УЗИ датчик



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>