

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Магнитно-резонансный томограф Philips Achieva 1.5 T (philips-achieva-1-5-t)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-achieva-1-5-t

Характеристики товара

Фото philips-achieva-1-5-t

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Магнитно-резонансный томограф Philips Achieva 1.5 T

Система Achieva 1.5T представляет поколение МР-сканеров с высокой напряженностью поля. Сканер спроектирован с применением уникальной технологии Philips Freedom Technology, что позволяет выполнять разнообразные исследования: от визуализации центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и абдоминальной области до функциональных и кардио исследований, контрастной ангиографии и спектроскопической визуализации. Новые уровни настройки и гибкости предоставляют свободу в выполнении клинических исследований и свободу в получении результатов.

Технические характеристики

Питающее напряжение трехфазное	380 В, 50Гц
Длина магнита, включая кожухи	1.57 м
Ширина	1.88 м
Высота	2.40 м
Вес заправленного магнита, с градиентной катушкой	2 900 кг
Активное экранирование магнита (граница линии 5 Гаусс от изоцентра магнита)	3.8 м x 2.4 м
Активное экранирование магнита (граница линии 1 Гаусс от изоцентра магнита)	5.2. м x 3.3. м
Тип криогена	Жидкий гелий
Количество криогена	1 650 л
Испарение жидкого гелия	0.003 л/час
Область сканирования	53 см

Особенности

- Технология SENSE — «золотой стандарт» параллельной визуализации

Технологию SENSE можно объединить почти с любым методом сканирования, чтобы сократить время исследования и

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

повысить временное и пространственное разрешение.

- Технология FreeWave для быстрого сканирования

Технология FreeWave, использующая модульную 32-канальную архитектуру, предназначена для работы с большими потоками данных при визуализации с высоким разрешением (с матрицей до 2048 x 2048). Методы 4D-TRAK, k-t BLAST и другие методы ускорения исследования способствуют быстрому сканированию.

- Компактность для экономичной установки

Методика CompactSiting позволяет завершить инсталляцию МР-томографа в среднем менее чем за 10 дней и ввести его в эксплуатацию без лишних затрат.

- Масштабируемая платформа для высокой окупаемости

Структура платформы Achieva требует лишь обновления программного обеспечения и минимальных изменений в аппаратной части для того, чтобы открыть новые возможности клинического применения. Это обеспечит максимальную экономическую эффективность обновления оборудования.

- 8, 16 или 32 канала в зависимости от задач

Система DiamondSelectAchieva 1.5T позволяет выбрать необходимое количество каналов.

- Выберите градиентную систему для оптимальной работы

Данная система предлагается в вариантах с градиентными системами Pulsar (амплитуда 33 мТл/м, скорость нарастания 80 мТл/(м*мс), Nova (33/160) и NovaDual (33/160 или 66/80).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 5 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Магнитно-резонансный томограф Philips Achieva 1.5 T

Артикул	philips-achieva-1-5-t
Наименование устройства	Магнитно-резонансный томограф Philips Achieva 1.5 T
Тип аппарата	Высокопольный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Магнитно-резонансный томограф Philips Achieva 1.5 T



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>