

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Магнитно-резонансный томограф Philips Multiva 1.5T (philips-multiva-1-5t)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-multiva-1-5t

Характеристики товара

Фото philips-multiva-1-5t

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Магнитно-резонансный томограф Philips Multiva 1.5T

Система магнитно-резонансной томографии Philips Multiva 1.5T открывает путь к быстрой и качественной визуализации с первого исследования для широкого спектра стандартных и более сложных процедур. Врачи смогут тратить меньше времени на постановку точных диагнозов, что повысит производительность и качество исследования пациентов. Система Multiva 1.5T поддерживает инновации, разработанные специально для отделений с высокой нагрузкой, требующих высокого уровня производительности. Высококачественные рутинные исследования могут быть проведены менее, чем за 10 минут. Революционная технология параллельного сканирования SENSE позволяет сканировать до 16 раз быстрее.

Технические характеристики

- Вес: 4630 кг
- Напряженность магнитного поля - 1,5 T
- Мощность РЧ системы - 18 кВт
- Однородное поле размером 53 см.
- Прямое цифровое семплирование с частотой 80 МГц.
- Время выполнения рутинного сканирования 8-10 минут.
- Градиентная система Galaxy увеличенной мощности
- Катушки FlexStream
- Требуемая площадь помещения – 27 кв.м.
- Технология нулевого испарения гелия

Особенности

Высокая производительность

Multiva 1.5T полностью соответствует вашим потребностям в быстрой, высококачественной МР визуализации, как в рутинных, так и специализированных видах исследований, позволяя расширить ваши клинические возможности и клиентскую базу.

- Высококачественные рутинные исследования менее, чем за 10 минут;
- Специализированные клинические приложения, включая обследование всего тела, онкологические и маммологические исследования;
- Уменьшение времени укладки пациента и катушек на 40% благодаря технологии FlexStream;
- Экономическую доступность – сегодня и на протяжении всего срока эксплуатации.

Комбинируя простоту использования и технологии, ускоряющие обследование, Multiva обеспечивает превосходную пропускную способность, отвечая постоянно растущему пациентопотоку и минимизации финансовых затрат.

- Система Multiva 1.5T поддерживает инновации, разработанные специально для отделений с высокой нагрузкой, требующих высокого уровня производительности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

- Высококачественные рутинные исследования могут быть проведены менее, чем за 10 минут. Революционная технология параллельного сканирования SENSE позволяет сканировать до 16 раз быстрее.
- Технология FlexStream позволяет уменьшить время укладки пациента и катушек на 40%. Полное исследование позвоночника можно выполнить без переукладки катушек, а для исследований головы, внутренних органов, опорно-двигательного аппарата и сосудов головного мозга можно применять всего лишь одну легкую переднюю катушку.

SmartAssist — простота и эффективность

SmartAssist — следующее поколение программных средств Philips, объединяющих в себе технологии SmartSelect, SmartExam, SmartLink, SmartLine и ExamCards и позволяющих существенно повысить эффективность работы за счет сокращения количества повторяющихся действий в два раза.

- SmartExam - доступен для исследований головного мозга, позвоночника, плечевого и коленного суставов, молочных желез; позиционирует срезы согласно анатомическому региону, уменьшает количество действий оператора вплоть до одного клика мышью.
- SmartLink - геометрическая разметка для упрощения планирования, визуализации и обработки многопозиционных исследований в виде одного объемного представления.
- SmartLine - выполняет интеллектуальную фоновую обработку (в таких режимах, как объемная визуализация, диффузия, перфузия и т.д.) множественных наборов данных одновременно со сканированием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 5 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Магнитно-резонансный томограф Philips Multiva 1.5T

Артикул

philips-multiva-1-5t

Наименование устройства

Магнитно-резонансный томограф Philips Multiva 1.5T

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Магнитно-резонансный томограф Philips Multiva 1.5T



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 7 из 7