


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Philips IntelliVue MP5 прикроватный монитор пациента (philips-intellivue-mp5)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-intellivue-mp5

Характеристики товара

Фото philips-intellivue-mp5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips IntelliVue MP5 прикроватный монитор пациента

Philips IntelliVue MP5 прикроватный монитор пациента дает практичную информацию о ваших пациентах. Он обеспечивает мощность и функциональность мониторинга IntelliVue в прочном компактном корпусе для различных условий оказания помощи.

Технические характеристики

Потребляемая мощность	Не более 65 Вт
Частота	50/60 Гц
Напряжение сети	220 ±10 В
Сила тока	От 1,3 до 0.7 А
Дисплей SVGA	Есть
Диагональ	Не менее 8.0 дюйма
Разрешение	Не менее 800 x 600 пикселей
Частота обновления экрана	60 Гц
Видимая часть экрана	Не менее 170,4 x 127,8 мм
Размер пиксела	Не более 0,213 x 0,213 мм
Количество одновременно выводимых волновых параметров	Не менее 4-х
Скорости развертки	6,25; 12,5; 25 и 50 мм/с
Мониторинг пациентов всех возрастных групп (дети, новорожденные)	Есть
Масса монитора (включая аккумулятор)	Не более 4 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Транспортная ручка

Есть

Работа от съемного аккумуляторного источника питания

Есть

Время работы от аккумулятора

Не менее 4 часов

Интерфейс пользователя

Русскоязычный цветной графический
интуитивный

Мониторируемые параметры

ЭКГ/Дыхание

Есть

Пульсоксиметрия/Плетизмография пульса

Есть

Неинвазивное АД

Есть

Инвазивное АД

Есть

Температура в режиме постоянного мониторинга

Есть

Температура в режиме прогнозирования

Возможность

Капнография в основном и боковом потоке

Возможность

Капнография по микроструйной технологии

Возможность

Ингаляционные анестетики

Возможность

Диапазоны измерений

Систолическое

Дети/Новорожденные

Дети

Минимальный показатель не более 30 мм рт. ст

Максимальный показатель не менее 180 мм рт. ст

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Новорожденные

Минимальный показатель не более 30 мм рт.ст.

Максимальный показатель не менее 130 мм рт.ст.

Диастолическое

Дети/Новорожденные

Дети

Минимальный показатель не более 10 мм рт. ст

Максимальный показатель не менее 150 мм рт. ст

Новорожденные

Минимальный показатель не более 10 мм рт. ст

Максимальный показатель не менее 100 мм рт. ст

Среднее

Дети/Новорожденные

Дети

Минимальный показатель не более 20 мм рт. ст

Максимальный показатель не менее 160 мм рт. ст

Новорожденные

Минимальный показатель не более 20 мм рт. ст

Максимальный показатель не менее 120 мм рт. ст

Погрешность

Максимальное стандартное отклонение не более 8мм рт.ст.(1,1 кПа)

Максимальная средняя погрешность не более ± 5 мм рт.ст.($\pm 0,7$ кПа)

Диапазон измерения ЧСС

Минимальное значение не более 40 уд./мин

Максимальное значение не менее 300 уд./мин

Время измерения

Типичное при ЧСС более 60 уд./мин

При автоматическом и ручном режиме

Не более 30 с (дети)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Минимальное время измерения	Не более 25 с (новорожденные)
При Режиме СТАТ	Минимальное время измерения не более 20 с
Максимальное время	Не более 180 с (дети)
	Не более 90 с (новорожденные)
Время надувания манжеты	Обычная манжета для новорожденных: не более 2 с
	Дети: не менее 130 ±15 мм рт. ст.
	Новорожденные: не менее 100 ±15 мм рт. ст.
Период повторения в автоматическом режиме	1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 и 120 минут
Время цикла в режиме СТАТ	Не менее 5 мин
Нагнетание в венепунктурном режиме	Есть
Дети	Минимальный показатель: не более 20 мм рт. ст.
	Максимальный показатель: не менее 80 мм рт. ст.
Новорожденные	Минимальный показатель: не более 20 мм рт. ст.
	Максимальный показатель: не менее 50 мм рт. ст.
Автоматическое сдувание манжеты	Есть
Дети	Не более 170 с
Новорожденные	Не более 85 с

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

[Брошюра](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips IntelliVue MP5 прикроватный монитор пациента

Артикул	philips-intellivue-mp5
Наименование устройства	Philips IntelliVue MP5 прикроватный монитор пациента
Применение	Неонатология
Тип аппарата	Модульный
Класс устройства	Высокий


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips IntelliVue MP5 прикроватный монитор пациента



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>