


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Philips Efficia CM120 монитор пациента прикроватный (philips-efficia-cm120)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-efficia-cm120

Характеристики товара

Фото philips-efficia-cm120

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips Efficia CM120 монитор пациента прикроватный

Philips Efficia CM120 монитор пациента предназначен для регистрации 3-5 ЭКГ отведений (возможно отображение 12 отведений - опция), при этом в монитор встроена запатентованная система Philips для анализа сегмента ST и его картирования в стандартной комплектации, а также программа анализа аритмий. Опционно может быть предложена продвинутая система анализа аритмии. Монитор способен регистрировать частоту дыхания путем измерения импеданса грудной клетки.

Технические характеристики

Назначение Для детей и новорожденных в операционных залах, мониторинг параметров у взрослых в палатах реанимации и интенсивной терапии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание

Сеть 220 В, 50Гц

Интерфейс пользователя

Русскоязычный, цветной, графический

Настраиваемые профили экранов

Наличие

Функция объединения мониторов в единую информационную сеть и подключения к центральной станции

Наличие

Исполнение

Наличие

Аппаратная и программная совместимость с монитором пациента и центральной станцией модулей (компонентов) системы

Наличие

Работа от резервного источника питания

4 ч

ДИСПЛЕЙ

Диагональ

12 дюймов

Диапазон скоростей развертки

6,25 - 50 мм/с

Количество скоростей развертки

4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 3 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Число отображаемых динамических графиков (волн)

12

Разрешение экрана

1280 x 800 пикселей

Сенсорное управление

Наличие

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

При вводе текста пользователем

Наличие

Сигнал QRS или пульсовой волны плетизмограммы

Наличие

Количество типов сигналов по приоритету

3

ТРЕНДЫ

Длительность трендов

240 ч

Запись минитрендов

Наличие

СОБЫТИЯ

Аннотация событий

С классификацией по приоритету и времени возникновения

Время сохранения всех событий

24 ч

ТРЕВОГИ

Уведомление пользователя о сигналах тревоги

С помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений

Функция временного отключения сигнала тревоги

Наличие

Настройка границ сигналов тревог по каждому параметру

Наличие

МОНИТОРИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отведений электрокардиографии (ЭКГ)

3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Плетизмография, пульсоксиметрия, определение частоты пульса

Наличие

Инвазивное давление, количество каналов

2 (опция)

Неинвазивное артериальное давление

Наличие

Определение сердечного выброса (СВ)

Опция

Мониторинг концентрации CO₂ в основном потоке

Опция

Дыхание

Наличие

Капнография в микропотоке

Опция

Количество каналов температуры

2

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКГ, АНАЛИЗ АРИТМИИ И ST СЕГМЕНТА

Количество отведений ЭКГ 3

Анализ аритмий

Детекция асистолии, брадикардии, тахикардии, фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии

Диапазон измерения ЧСС

15 - 300 сокращений в минуту

Картирование ST сегмента

Наличие

Числовой диапазон отклонения
ST сегмента

(-20) - 20 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ДЫХАНИЯ

Диапазон частоты дыхания, взрослые и дети

3 - 150 дыханий в минуту

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ SPO₂

Диапазон измерения SpO₂

0 - 100 %

Диапазон измерения пульса по сигналу SpO₂

30 - 300 уд./мин

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НЕИНВАЗИВНЫМ МЕТОДОМ

Систолического давление, диапазоны измерений	30 - 270 мм рт. ст.
--	---------------------

Диапазон измерения диастолического давления у взрослых	10 - 245 мм рт. ст.
--	---------------------

МОНИТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРЫ

Диапазон измерения	25 - 45 °C
--------------------	------------

РАЗМЕРЫ И ГАРАНТИЯ

Вес устройства	5 кг
----------------	------

Размеры	25 x 33 x 18 см
---------	-----------------

Особенности

- Измеряет ЭКГ в 12 отведениях
- Сердечный вброс, что делает его универсальным для операционной и интенсивной терапии

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

[Брошюра](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 7 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips Efficia CM120 монитор пациента прикроватный

Артикул	philips-efficia-cm120
Наименование устройства	Philips Efficia CM120 монитор пациента прикроватный
Применение	Неонатология
Тип аппарата	Модульный
Класс устройства	Высокий


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips Efficia CM120 монитор пациента прикроватный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>