

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Компьютерный томограф Philips Brilliance 16 (philips-brilliance-16)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-brilliance-16

Характеристики товара

Фото philips-brilliance-16

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Компьютерный томограф Philips Brilliance 16

Philips Brilliance 16- высокоэффективная система с эргономичным управлением, предназначенная для проведения самого широкого спектра исследований. 16 срезовая КТ-система Brilliance отличается высокой эффективностью. Она отлично подойдет для стандартных КТ-исследований, КТ-ангиографии и более сложных исследований органов в динамике, например КТ-колонографии и КТ легких.

Технические характеристики

Апертура гентри, см	70
Рентгеновская трубка	MRC-600
Теплоемкость трубки	8 MHU
Мощность генератора, кВт	60
Время разогрева трубки, мин	3
Продолжительность сканирования	не более 100 секунд
Время получение изображения	Менее 5 секунд после сканирования
Максимальный вес пациента, кг	250
Количество срезов	16

Преимущества

- Беспрерывное проведение исследований
- Стабильная трубка Philips MRC с быстрым охлаждением

Компьютерный томограф Philips Brilliance CT 16 Slice, который представляет семейство Ingenuity CT, включает прогрессивные технологии, которые рассчитаны на функционирование при высоких нагрузках. Поэтому такая система является идеальной для случаев, где скорость и нагрузка – решающие критерии.

Томограф высокой производительности обеспечивает получение высококачественных изображений, максимально быстро обрабатывая данные. Управление в нем автоматическое, что значительно повышает пропускную способность устройства. После сканирования изображение поступает на экран в течение 5-ти секунд. Доступны функции, с

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

помощью которых оптимизируется доза облучения.

Компьютерный томограф обладает большим количеством приложений, которые экономят время и повышают уверенность врача при заключении диагноза.

Оборудование имеет следующие опции и пакеты:

- LogicalGuidedFlow
- RateResponsive
- BolusTracing

К примеру, функция LogicalGuidedFlow обеспечивает подсказки пользователю во время применения томографа, Scantools предназначена для оптимизации работы. Технология RateResponsive позволяет получить лучшую визуализацию сердца, синхронизироваться с ЭКГ. Инструменты BolusTracing экономят контрастные препараты и повышают качество ангиографии. RapidView необходима для улучшенной визуализации с использованием конусообразного пучка, а DoseWise позволяет применить необходимую дозу излучения без снижения качества изображения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

[Брошюра](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 5 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Компьютерный томограф Philips Brilliance 16

Артикул	philips-brilliance-16
Наименование устройства	Компьютерный томограф Philips Brilliance 16
Применение	Терапия

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Компьютерный томограф Philips Brilliance 16



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 7 из 7