

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Компьютерный томограф Philips Brilliance iCT 256 (philips-brilliance-ict-256)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-brilliance-ict-256

Характеристики товара

Фото philips-brilliance-ict-256

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Компьютерный томограф Philips Brilliance iCT 256

BrillianceiCT — это уникальная система, представляющая собой настоящий технический прорыв и обеспечивающая превосходное качество изображения, большую зону анатомического охвата и высокую скорость сканирования. Она позволяет повышать качество изображений при самых разных исследованиях и снижать дозу облучения благодаря использованию усовершенствованного коллиматора. BrillianceiCT обеспечивает скорость оборота до 0,27 сек., что позволяет повысить качество изображения при выполнении исследований в таких развивающихся областях, как визуализация сердца, а также улучшить качество обслуживания пациентов в целом за счет сокращения времени исследования. Гибкая и расширяемая рабочая среда для КТ поддерживает функции планирования, сканирования, визуализации, а также архивирования данных.

Технические характеристики

Вес товара, кг	2549
Площадь анатомического покрытия, см	8
Время оборота, сек	До 0.27
Мощность генератора, кВт	120
Толщина среза, мм	От 0,625
Сферические детекторы	NanoPanel 3D
Напряжение на рентгеновской трубке, кВ	80
Апертура гентри, см	70
Скорость охлаждения рентгеновской трубки, кНУ/мин	1608

Особенности

- Для снижения лучевой нагрузки в компьютерном томографе используется технология сферических 3D детекторов, решетки которых отсеивают боковое излучение.
- Интерфейс томографа Brilliance позволяет подключить любое количество рабочих станций для постобработки изображений.
- Компьютерный аппарат КТ Philips рассчитан на вес пациента до 204 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

- Благодаря высокой скорости диагностики Philips Brilliance специалист может обследовать большее количество пациентов.
- Реконструкция снимков снижает нагрузку на пациента до 80% в сравнении с другими аппаратами КТ.

Функционал

Аппарат КТ Brilliance незаменим для кардиологических исследований. Благодаря алгоритму перспективной синхронизации минимизируется влияние аритмии на качество снимков. Сканирование с помощью компьютерного томографа Brilliance осуществляется за период двух сердечных сокращений.

Для исследования с изотропным разрешением в аппарате КТ Philips Brilliance используется специальная методика, снижающая воздействие металлических объектов. Благодаря ей на точность изображения тканей не влияют крупные ортодонтические импланты. Детектор компьютерного томографа Brilliance позволяет масштабировать изображение по оси Z.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

[Брошюра](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 5 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Компьютерный томограф Philips Brilliance iCT 256

Артикул	philips-brilliance-ict-256
Наименование устройства	Компьютерный томограф Philips Brilliance iCT 256
Применение	Терапия

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Компьютерный томограф Philips Brilliance iCT 256



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>