

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: [sale@ph-russia.ru](mailto:sale@ph-russia.ru) | <https://ph-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Philips Azurion 7 M20 ангиограф (philips-azurion-7-m20)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: [sale@ph-russia.ru](mailto:sale@ph-russia.ru) | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: [sale@ph-russia.ru](mailto:sale@ph-russia.ru) | <https://ph-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание philips-azurion-7-m20

---

Характеристики товара

---

Фото philips-azurion-7-m20

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: [sale@ph-russia.ru](mailto:sale@ph-russia.ru) | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: [sale@ph-russia.ru](mailto:sale@ph-russia.ru) | <https://ph-russia.ru>

## Описание Philips Azurion 7 M20 ангиограф

Система Azurion 7 M20 со штативом FlexArm способна вращаться относительно восьми осей, обеспечивая неограниченную гибкость при визуализации всего тела пациента с левой и правой стороны стола в режимах 2D и 3D. Пучок излучения всегда синхронизируется с положением тела пациента, обеспечивая улучшение качества визуализации анатомических структур при вращении и наклоне.

## Технические характеристики

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Тип детектора:                    | Цифровой         |
| Тип излучения:                    | Импульсное       |
| Сенсорный дисплей:                | Да               |
| Максимальная мощность, кВт:       | 100              |
| Функция увеличения изображения:   | Да               |
| Функция субтракции:               | Да               |
| Режим сниженной лучевой нагрузки: | Да               |
| Тип проекции:                     | Однопроекционный |
| Наличие РЭОП:                     | Нет              |
| Ангиограф с КТ:                   | Нет              |
| Размер детектора, см:             | 38x29            |
| 3D ангиография:                   | Да               |
| Максимальный вес пациента, кг:    | 325              |
| Сканирование всего тела:          | Да               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: [sale@ph-russia.ru](mailto:sale@ph-russia.ru) | <https://ph-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: [sale@ph-russia.ru](mailto:sale@ph-russia.ru) | <https://ph-russia.ru>

Тип крепления дуги:

Потолочное

### Особенности

- Неограниченная гибкость визуализации.

Система Azurion 7 M20 со штативом FlexArm способна вращаться относительно восьми осей, обеспечивая неограниченную гибкость при визуализации всего тела пациента с левой и правой стороны стола в режимах 2D и 3D. Пучок излучения всегда синхронизируется с положением тела пациента, обеспечивая улучшение качества визуализации анатомических структур при вращении и наклоне. В результате все участники исследования, проводимого среди пользователей, подтвердили, что штатив FlexArm повышает уровень гибкости в процессе работы;

- Более независимое управление системой для врача.

Штатив FlexArm также позволяет улучшить процесс управления функциями системы Azurion прямо у стола при помощи интуитивно понятного контроллера Axsys; благодаря ему выполнение процедур осуществляется просто и естественно. При наличии изменений или осложнений врач может быстро и легко принять необходимые меры. Также имеется возможность снизить необходимость для врачей и другого персонала входить и выходить из стерильной зоны во время процедуры;

- Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала.

Гибкость позиционирования, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет медицинскому персоналу выбирать самое удобное место. Диапазон перемещения С-дуги, составляющий 270 градусов, позволяет достичь любого положения при визуализации, при этом врачам не требуется менять свое местоположение или перемещать стол для пациента. Это позволяет не прерывать работу оборудования и инструментов и сохранить область анестезии свободной;

- Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом.

С-дуга со штативом FlexArm позволяет выполнять визуализацию со смещением относительно центра вдоль обеих сторон стола. Таким образом, врачи могут получить требуемые изображения при наличии плечевого или радиального доступа к левой или правой руке, частично или полностью вытянутой, без перемещения пациента или поворота стола. Пучок излучения всегда остается синхронизированным с дугой благодаря синхронизации вращений детектора и коллиматора, что обеспечивает плавную навигацию без постоянного изменения настроек.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: [sale@ph-russia.ru](mailto:sale@ph-russia.ru) | <https://ph-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: [sale@ph-russia.ru](mailto:sale@ph-russia.ru) | <https://ph-russia.ru>

## Документы на оборудование

---

[Регистрационное удостоверение](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: [sale@ph-russia.ru](mailto:sale@ph-russia.ru) | <https://ph-russia.ru>

Страница 5 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: [sale@ph-russia.ru](mailto:sale@ph-russia.ru) | <https://ph-russia.ru>

## Характеристики Philips Azurion 7 M20 ангиограф

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Артикул                 | philips-azurion-7-m20           |
| Наименование устройства | Philips Azurion 7 M20 ангиограф |
| Применение              | Хирургия                        |
| Тип аппарата            | Стационарный                    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: [sale@ph-russia.ru](mailto:sale@ph-russia.ru) | <https://ph-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: [sale@ph-russia.ru](mailto:sale@ph-russia.ru) | <https://ph-russia.ru>

## Фото Philips Azurion 7 M20 ангиограф

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: [sale@ph-russia.ru](mailto:sale@ph-russia.ru) | <https://ph-russia.ru>

Страница 7 из 7