

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Philips Avalon FM50 Фетальный монитор (philips-avalon-fm50)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-avalon-fm50

Характеристики товара

Фото philips-avalon-fm50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips Avalon FM50 Фетальный монитор

Мониторы матери и плода Avalon - первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Они отдельно измеряют ЧСС и матери, и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике.

Технические характеристики

- Сенсорный экран обеспечивает простое и интуитивно-понятное управление
- Цветной TFT-дисплей с широким углом обзора, высоким разрешением и крупноформатным отображением цифр. Измерения параметров матери и плода отображаются крупными, легко читаемыми цифрами
- Удобное представление данных пациента, включая идентификацию пациентов с одного взгляда и возможность добавления конфигурируемых пользователем примечаний
- Автоматическое форматирование экрана оптимизирует размер и представление параметров
- Встроенный 6-дюймовый регистратор с устройством подачи бумаги и перфорированным краем для автоматической печати параметров плода и матери
- Режим экономии бумаги для параметров матери
- Таймер НСТ для предродового мониторинга
- Функция регистрации профиля движения плода (ФДП) служит для обнаружения и автоматической записи значимых движений плода
- «Интеллектуальные» легкие водонепроницаемые датчики удобны для использования и просты в очистке
- Автоматическое управление каналами позволяет подсоединить любой датчик плода, модуль пациента или дистанционный маркер событий к любому гнезду датчика плода
- Перекрестная проверка каналов по всем ЧСС плода и матери
- Светодиодный индикатор обнаружения датчика позволяет сразу определить, каким датчиком измеряется тот или иной параметр, а индикатор положения датчика показывает, к какому гнезду этот датчик подсоединен
- Возможность передачи параметров плода и матери в акушерскую систему наблюдения
- Внутренняя память для резервного копирования позволяет восстанавливать до одного часа кривых
- Функция записи сохраненных данных позволяет вывести на печать конкретный эпизод состояния пациента из памяти
- Возможность беспроводного мониторинга с помощью премированной системы Avalon CTS с беспроводными датчиками плода
- Выход VGA для подключения к внешнему дисплею (поддерживается подключение сенсорного экрана через дополнительный MIB-интерфейс)

Измерения

- До трех ЧСС плода (неинвазивно) с использованием ультразвука
- Прямую ЭКГ, включая отображение кривой ЭКГ, с помощью комбинированного токо//ЭКГ/датчика
- "Тосо+" (может также применяться для снятия ЭКГ матери)
- Сократительную активность матки (неинвазивно) или внутриматочное давление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

- ЧСС матери с отображением кривой ЭКГ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips Avalon FM50 Фетальный монитор

Артикул	philips-avalon-fm50
Наименование устройства	Philips Avalon FM50 Фетальный монитор
Применение	Для частных клиник
Класс устройства	Высокий

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips Avalon FM50 Фетальный монитор



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>