

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Philips Avalon FM30 Фетальный монитор (philips-avalon-fm30)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-avalon-fm30

Характеристики товара

Фото philips-avalon-fm30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips Avalon FM30 Фетальный монитор

Philips Avalon FM30 является современным фетальным монитором, который имеет высокое разрешение и достаточно экономичен в плане энергопотребления. Он позволяет отслеживать состояние плода и матки в амбулаторных и стационарных условиях. С его помощью отслеживают частоту сердцебиения у эмбриона в дородовой период пренатально. Стоит отметить, что Avalon FM30 позволяет достаточно точно определять частоту сердцебиения путем перекрестной проверки данных. Также возможно отслеживать другие важные параметры жизнеспособности плода и матери.

Технические характеристики

Класс оборудования	Высокий
Встроенный принтер	Да
Измеряемые параметры	ЧСС плода, Сокращение матки, Маркер движения плода, ЭКГ матери, SpO2 матери, Внутриматочное давление
Размер дисплея	6.5
Количество исследуемых плодов	3
Беспроводные датчики	Да

Особенности

- Возможность отслеживания частоты биения сердца у плода по трем каналам. Параллельно с этим происходит выполнение ЭКГ у плода и матери. В случае движения плода срабатывает функция, которая отвечает за запись данных об этом. При этом вся информация автоматически выводится на монитор и доступна оператору в виде числовых данных и диаграмм;
- Наличие цветного монитора с широким углом обзора. Вся информация выводится на русском языке;
- Компактность устройства позволяет его легко переносить из кабинета в кабинет. Также аппарат можно установить на рабочем столе оператора, на полу или на специальной полочке;
- Наличие регистратора, который осуществляет автоматическую печать в случае изменений каких-либо параметров у плода или у матери.
- Возможность подключения аппарата к ПК или принтеру с помощью USB кабеля. Так, оператор может передать данные другому врачу для получения мгновенной консультации;
- Наличие интеллектуального модуля и сверхчувствительных, но водонепроницаемых датчиков. Благодаря

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

наличию светодиодов можно понять, какой из них в данный момент работает. Также не нужно по проводу следить, к какому гнезду этот датчик подключен, так как агрегат оснащен специальными индикаторами;

- Возможность архивирования данных, делая привязку к пациенту, врачу или дате исследования;
- Возможность одновременно отслеживать частоту биения сердца у одного эмбриона, двойни или тройни.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)
[брошюра](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 5 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips Avalon FM30 Фетальный монитор

Артикул	philips-avalon-fm30
Наименование устройства	Philips Avalon FM30 Фетальный монитор
Применение	Для частных клиник
Класс устройства	Высокий

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips Avalon FM30 Фетальный монитор



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>