

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Philips Allura Centron ангиограф (philips-allura-centron)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-allura-centron

Характеристики товара

Фото philips-allura-centron

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips Allura Centron ангиограф

Основное предназначение Allura Centron — кардиологические и электрофизиологические процедуры, однако система достаточно универсальна и может использоваться также для неврологических процедур и вмешательств на периферических сосудах.

Уникальное сочетание отличного качества изображения, простоты использования и надежности делает Allura Centron превосходным выбором для современных больниц, которым приходится выполнять множество различных процедур.

Технические характеристики

- 3D ангиография - Да
- Ангиограф с КТ - Нет
- Максимальная мощность, кВт - 100
- Максимальный вес пациента, кг - 250
- Наличие РЭОП - Нет
- Размер детектора, см - 38х38
- Режим сниженной лучевой нагрузки - Да
- Сенсорный дисплей - Да
- Сканирование всего тела - Да
- Тип детектора - Цифровой
- Тип излучения - Импульсное
- Тип крепления дуги - Напольное
- Тип проекции - Однопроекционный
- Функция субтракции - Да
- Функция увеличения изображения - Да

Особенности

- 15-дюймовый плоскопанельный детектор для широкого спектра применения;
- Система Allura Centron обеспечивает превосходное качество изображений благодаря 15-дюймовому плоскопанельному детектору последнего поколения и технологии обработки изображений Philips Xres — золотому стандарту отрасли;
- Глубина оцифровки детектора Allura Centron -16 бит- обеспечивает отображение 64 000 серого на изображении, что в 4 раза превышает количество оттенков серого для детекторов 14 бит;
- Это обеспечивает высочайшую контрастность при визуализации мягких тканей и микрососудов;
- Детектор Allura Centron не требует системы жидкостного охлаждения, характерной для других ангиографических систем, представленных на рынке;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

- Это значительно повышает надежность системы и позволяет сократить сервисные расходы и риски простоя оборудования из-за неисправностей системы охлаждения;
- Эти высокоэффективные средства сочетаются с легендарной трубкой MRC и генератором Philips;
- Точное автоматическое измерение стеноза и объема аневризмы в 3D благодаря приложению 3D-RA помогает получить дополнительную информацию о поражениях, провести планирование терапии и создать основу для навигации.

Технологии

- Наша многолетняя работа над снижением лучевой нагрузки привела к созданию концепции DoseWise. Это набор методов, программ и принципов, ориентированных на получение изображений оптимального качества при одновременной защите пациентов и персонала рентгеновских процедурных от лучевой нагрузки. Система Allura Centron помогает уменьшить преграды для проведения малоинвазивных вмешательств;
- Стол аппарата Allura Centron, рассчитанный на большие нагрузки, способен без труда справиться с обслуживанием большого количества пациентов. Этот стол включает в себя облегченную плавающую деку. Вертикальное перемещение при позиционировании пациентов моторизовано. В столе имеется функция поворота для радиальных процедур и для упрощения перекладки пациента;
- Удобство и эффективность работы с системой Allura Centron обеспечиваются графическим интерфейсом Philips Allura Xper, панелями управления сбоку стола и модулем сенсорного экрана. Потолочный подвес для мониторов в системе Centron легко позиционируется и предлагает широкий диапазон наблюдения благодаря возможности поворота мониторов на оптимальный угол для просмотра;
- При выполнении двухосевого ротационного сканирования с помощью функции XperSwing C-дуга вращается вокруг пациента по криволинейной траектории, что позволяет получить все необходимые анатомические проекции каждой коронарной артерии всего за один проход C-дуги. Это позволяет критически снизить дозовую нагрузку и уменьшить объем вводимого контрастного вещества по сравнению с традиционным ротационным сканированием, требующим получения от 5 до 9 серий изображений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 5 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips Allura Centron ангиограф

Артикул	philips-allura-centron
Наименование устройства	Philips Allura Centron ангиограф
Применение	Терапия
Тип аппарата	Стационарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips Allura Centron ангиограф



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 7 из 7